

TANITA BODY COMPOSITION MONITOR Model BC - 532

Návod k obsluze a reklamační řád

OBSAH:

Úvod
Návod k obsluze
Údržba přístroje
Technické údaje
Reklamační řád

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici. Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí.

POZOR: Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpurným srdečním přístrojem. Tento přístroj využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje. Tento přístroj je odrušen podle EC nařízení 89 / 336 / EC.

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte.

Tento přístroj je osobní vahou s měřením tělesného tuku s pamětí pro 4 osoby. Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bio elektrické impedance změří skutečné % podílu tělesného tuku. Tento přístroj rozlišuje dospělý mód (18-99 let), dětský mód = pro děti od 7mi let a od výšky 110 cm a atletický mód=pro osoby, které 10 hodin týdně pravidelně alespoň rok trénují. Tento přístroj navíc zobrazuje tzv. "rozmezí zdravého tělesného tuku" (jen u dospělého módu), navíc měří procentuelní podíl tělesné vody, BMR (kalorie potřebné pro výměnu látek), metabolický věk, MUSCLE MASS (svalovou hmotu), PHYSIQUE RATING (hodnocení stavby těla), množství viscerálního tuku a hmotnost kostí. - viz. příloha.

Před prvním použitím:

- * Vložte dodané baterie. Dbejte na správnou polarizaci.
- * Postavte přístroj na rovnou plochu.

Návod k obsluze:

Před prvním měřením musíte zadat Vaše základní osobní údaje:

- * Stiskněte tlačítko -SET-, na displeji se objeví číslice 1234.
 - * Pomocí tlačítka se šipkou zvolte své osobní číslo a uložte -SET-.
 - * Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svůj věk a uložte -SET-.
 - * Pomocí tlačítka se šipkou zvolte, zda se jedná o ženu (levý symbol) nebo muže nebo atleta ženu nebo muže (pravý symbol) a uložte stisknutím tlačítka -SET-.
- Pomocí tlačítka se šipkou zvolte svou výšku - pro rychlé nastavení přidržte tlačítko a uložte stisknutím tlačítka -SET-.

Vaše osobní údaje jsou nyní uloženy.

Opakujte tyto kroky pro zadání osobních údajů ostatních členů rodiny. Zadané hodnoty několik vteřin blikají pro potvrzení a poté přístroj automaticky vypne. Pokud při nastavování uděláte chybu, je možné přístroj vypnout tlačítkem napravo od číslice 4.

Měření tělesných hodnot:

- * Zujte si boty a ponožky.
 - * Stiskněte Vaše osobní číslo (1 - 4).
 - * Na displeji se objeví Vaše uložené údaje, čekejte, na displeji se objeví 0,0 , postavte se na váhu, přístroj ukáže Vaši hmotnost (kg). (pokud stoupnete dříve, než se objeví 0,0, váha nemůže měřit, ukáže ERROR).
- Zůstaňte stát, přístroj měří nyní tělesné hodnoty.
Ukáže se podíl tělesného tuku (%) + rozmezí zdravého těl. tuku.
Sestupte z váhy, objeví se střídavě 3x Vaše naměřené hodnoty.
- * Stiskněte tlačítko TBW (symbol vlevo), ukáže se procento naměřené tělesné vody.
- Stiskněte tlačítko Muscle Mass, ukáže se množství svalové hmoty (kg), čekejte, ukáže se Physique Rating - číslice od 1 do 9.
- * Stiskněte tlačítko BMR, ukáže se množství kalorií požadovaných k Vaší základní metabolické intenzitě (Kcal), čekejte, ukáže se množství kJ a Metabolic Age - metabolický věk.
- Tlačítko "host": při nastavení osobních údajů pro "host" použijte tlačítko u nápisu "GUEST" - napravo. Postupujte stejně jako při předchozím nastavování.
- Prostá funkce vážení: stiskněte tlačítko napravo od číslice 4, na displeji bliká 0,0, čekejte, až se ustálí 0,0, stoupněte na váhu.

Údržba

Péče o přístroj:

Nerozebírejte přístroj a neoplachujte jej vodou.

* Otfete občas přístroj měkkou utěrkou.

* Nikdy na přístroj neskákejte.

* Pokud vkládáte nové baterie, měňte vždy všechny čtyři. Váha se dodává s bateriemi. Jejich doba použití může být zkrácená. Nová baterie vydrží při denním používání 1 rok.

Odstranění závad: Pokud se vyskytnou nějaké chyby, prověřte:

* na displeji se neobjeví žádný údaj - naprogramujte své údaje

* na displeji se objeví záporná hodnota - stiskněte před novým vážením své osobní tlačítko nebo tlačítko vážení podílí těl. tuku se neukáže - zvažte se znovu a stůjte klidně

* symbol LO - vyměňte baterie, jsou již slabé

Měření nemusí být úplně přesné u dětí mladších sedmi let, starších 70ti let, těhotných žen, lidí podrobujících se dialýze a lidí trpících na otoky.

Technická data:

Nejvyšší kapacita: 150 kg

Stupnice dělená po: 100 g Stupnice podílu tuku: 0,1 %

Měřicí proud: 50 kHz. 500 µA max.

Příkon: 4 x AA baterie (vložené)

Spotřeba: 60 mA.

Reklamační řád

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka 36 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamační uplatnění během záruční doby bude vyřízena opravou nebo výměnou.

Záruka se vztahuje na

* správnou funkci výrobku

* výrobní a materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na

*vady vyvolané neodborným zásahem

vady způsobené vnějšími vlivy, to je nárazem, nešetrným zacházením apod.

* vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku.

Reklamační:

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou v případě zásilkového prodeje jej může do 14ti dnů od obdržení vrátit bez udání důvodu (zboží musí být originálně zabaleno a nepoužito).

2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.

3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují).

ZÁRUČNÍ LIST (Body Composition Monitor - BC- 532)

Datum prodeje:

Razítko:

Datum reklamační: Popis závady: